

INSTRUÇÃO DE USO

SONDA URETERAL MSB DUPLO J

Descrição e Especificação Técnica:

A Sonda Ureteral MSB Duplo J é um dispositivo médico projetado para garantir a drenagem temporária da urina entre o rim e a bexiga. A Sonda Duplo J é composta de poliuretano, o posicionador é um tubo à base de polietileno e o fio é composto de poliamida. A Sonda Ureteral MSB Duplo J é um produto médico estéril, esterilizado em ETO, atóxico. Proibido reprocessar.

Finalidade/Indicação:

A Sonda Ureteral MSB Duplo J é usada em:

- Desobstruções do lúmen ureteral por cálculos ou coágulos.
- Drenagem interna temporária da junção ureteropélvica para a bexiga.
- Casos de apertos e estenoses ureterais.
- Compressão do ureter por tumores ou durante a gravidez.

Advertências e Precauções:

- A MSB não assume nenhuma responsabilidade relativa a produtos reutilizados, reprocessados ou reesterilizados, já que a realização dos mesmos pode comprometer a integridade estrutural e/ou levar à falha do dispositivo.
- Não utilizar o produto com prazo de validade vencido.
- O tempo de permanência da Sonda é de até 30 dias após a implantação.
- O produto não deve ser utilizado para nenhum outro fim senão aquele que especificamente se destina.
- O uso deste produto deve ser restrito a profissionais com competência para a utilização do mesmo. Deve-se ter cuidado a fim de prevenir perfuração ou trauma dos revestimentos e tecidos, canais ou ductos associados.
- Após a retirada dos produtos da embalagem, inspecione-os a fim de detectar a existência de dobras, torções ou outros danos. Se for detectada qualquer anomalia que impossibilite o seu funcionamento em boas condições os produtos não devem ser utilizados.
- Certificar-se de que a descrição e dimensões do produto são adequadas ao procedimento a ser realizado.
- Em caso de pacientes grávidas, deve haver uma atenção maior pelo profissional médico, devido a possível incrustação da sonda ocasionada pelo suplemento de cálcio.
- É aconselhável a obtenção do consentimento do paciente para que este cumpra todos os procedimentos de acompanhamento.
- A introdução da sonda deve ser monitorada por Fluoroscopia.
- Deve-se atentar aos fatores de risco e benefício aplicáveis a cada paciente antes da aplicação da sonda.
- Após implantação da sonda o médico deverá informar ao paciente sobre os seguintes cuidados:
 - Não fazer exercícios físicos e ingerir bastante líquido, para evitar a concentração de elementos químicos nos rins e bexiga;
 - Evitar os excessos de uma forma geral para que não ocorra o risco de migração da sonda para a bexiga. Caso isto ocorra, o urologista deverá reposicionar a sonda através de um procedimento endoscópico.

Contra Indicações:

Não utilizar o produto em pacientes com suspeita de:

- Nefropielocarcinoma
- Hipertonia excessiva não tratada
- Possíveis reações alérgicas
- Diátese Hemorrágica
- Infecção de pele na área de punção

Instruções de Uso:

1. Após o profissional médico preparar o paciente para a utilização do produto, retirar o fio guia da embalagem verificando a integridade do produto. Não utilizar caso verificar danos visíveis;
2. Introduzir o fio guia pela obstrução ureteral até a pélvis renal.

- Nota: A Sonda pode ser implantada por via transuretral ou por viapercutânea durante procedimento cirúrgico.

3. Usando um pielograma basal, calcular o comprimento adequado da sonda e acrescentar 1 cm ao comprimento estimado do uretér. Fazer a medição rigorosa aumenta a eficiência da drenagem e o conforto do paciente.

4. Introduzir a sonda sobre o fio guia através do Cistoscópio. Com observação visual direta, utilizar o posicionador para fazer avançar a Sonda pelo uretér. Ter o cuidado de não deixar o fio guia avançar até o parênquima renal.











5. Quando a extremidade distal da sonda se encontrar na junção ureterovesical, interromper o seu avanço. Mantê-la nessa posição com o posicionador e retirar o fio guia, neste momento a forma duplo J da sonda espontaneamente voltará a sua forma original.

- Nota: Se necessário, o ajuste e retirada da sonda poderão ser feitos pelo procedimento com fórceps endoscópico. Para facilitar a colocação da sonda indique a utilização fluoroscopia, entretanto, a radioscopia tradicional também pode ser usada.

6. Retirar, cuidadosamente, o posicionador do Cistoscópio.

- Nota: Em caso de resistência, não force os componentes durante a remoção ou substituição da sonda, retire-a cuidadosamente.

Símbolos usados na etiqueta do produto:

Simbologia do Rótulo			
	Código de Barras		Prazo de validade
	Data de fabricação		Limite superior de temperatura ao qual o dispositivo médico pode ser exposto em segurança
	Proteger contra fontes de luz e calor		Faixa de umidade à qual o dispositivo médico pode ser exposto em segurança
	Proteger contra a umidade		Código comercial do produto
	Consultar as instruções de uso ou consultar as instruções de uso eletrônicas		Número do lote de fabricação do produto

Armazenamento, Transporte e Conservação:

Armazenar e transportar o produto em temperatura ambiente controlada (até 30°C), em local seco, fresco e ao abrigo da luz. Não expor a solventes orgânicos. Realizar, periodicamente, a rotação no estoque de forma que os produtos sejam utilizados antes da data de validade da esterilização indicada no rótulo.

INSTRUÇÃO DE USO**Lista de Modelos e Especificações Técnicas:**

Código	Diâmetro	Comprimento
USDJ-3006	3.0	6
USDJ-3008	3.0	8
USDJ-3010	3.0	10
USDJ-3012	3.0	12
USDJ-3014	3.0	14
USDJ-3016	3.0	16
USDJ-30812	3.0	8-12
USDJ-4007	4.0	7
USDJ-4010	4.0	10
USDJ-4012	4.0	12
USDJ-4014	4.0	14
USDJ-4016	4.0	16
USDJ-4708	4.7	8
USDJ-4710	4.7	10
USDJ-4712	4.7	12
USDJ-4714	4.7	14
USDJ-4716	4.7	16
USDJ-4718	4.7	18
USDJ-4720	4.7	20
USDJ-4722	4.7	22
USDJ-4724	4.7	24
USDJ-4726	4.7	26
USDJ-4728	4.7	28
USDJ-472030	4.7	20-30
USDJ-472232	4.7	22-32
USDJ-47812	4.7	8-12
USDJ-6012	6.0	12
USDJ-6014	6.0	14
USDJ-6016	6.0	16
USDJ-6018	6.0	18
USDJ-6020	6.0	20
USDJ-6022	6.0	22
USDJ-6024	6.0	24
USDJ-6026	6.0	26
USDJ-6028	6.0	28
USDJ-602030	6.0	20-30
USDJ-602232	6.0	22-32

Imagens Gráficas:



AVISO:

A Medical System do Brasil (MSB) informa a seus clientes que foram adotados todos os cuidados na concepção e fabricação deste produto.

A MSB não se responsabilizará por quaisquer perdas, danos ou despesas incidentais, bem como pelo mau funcionamento do produto devido à utilização indevida/ incorreta do mesmo, incluindo o manuseio, o armazenamento e uso em pacientes (procedimento cirúrgico, diagnóstico e tratamento). A MSB se abstém da responsabilidade de reutilização, reprocessamento ou reesterilização dos produtos, como também de outros assuntos fora do controle da indústria (MSB).

Fabricado por:

MSB - MEDICAL SYSTEM DO BRASIL LTDA

Loteamento Varandas Tropicais Quadra 1 Lote 19. Lauro de Freitas, BA.
BRASIL CEP 42700-000 Fone: + 55 71 3024-4015 CNPJ: 06.167.295/0001-71

www.msbrasil.com.br / msb@msbrasil.com.br

Resp. Técnico: Juliana Ranzan Matos CRF-BA 18846

AFE N°: UW95Y6MHW6H7 (8.04544.1)

ANVISA n° 80454419018

Data de vigência: 17/06/2024