



Bainha introdutora Ureteral MSB

Descrição

A Bainha introdutora ureteral MSB possui corpo hidrofílico em toda sua extensão, garantindo excelente inserção e navegação.

O dilatador em formato cônico e polímero macio garantem um avanço suave no ureter, com baixo risco de lesões.

- HUB com encaixe fácil e preciso




- Transição suave entre o dilatador e a bainha



Bainha introdutora Ureteral MSB

Especificações

- Revestimento hidrofílico permitindo o fácil acesso e excelente manipulação;
- O dilatador em formato cônico melhora sensivelmente o acesso ao ureter diminuindo o esforço de penetração e o risco de lesão;
- Bainha com a ponta distal atraumática.



Superfície
hidrofílica



Ponta
atraumática

Referências

Código	Diâmetro da bainha	Comprimento da bainha
55004	10FR	45 cm
55005	10FR	35 cm
55011	10.7FR	35 cm
55012	10.7FR	45 cm




www.msbbrazil.com

Rua Araponga, 364, Qd 01, Lt 19, Pitangueiras
Lauro de Freitas - Bahia - Brasil - 42701 330

 msb@msbbrazil.com

 msb-medical-system-do-brasil



AVISO: produto mencionado neste material destina-se à utilização por um médico. Antes da utilização, é importante ler a bula completamente para as instruções de uso, advertências e possíveis complicações associadas ao uso deste dispositivo.

Informações aqui contidas somente para EXIBIÇÃO no Brasil. Sempre consulte o status regulatório do dispositivo em sua região. Não deve ser reproduzido, distribuído ou extraído. As ilustrações são apenas representações artísticas e não devem ser consideradas como desenhos ou fotografias engenharia.

Bainha introdutora ureteral - Registro ANVISA: 80454419003