



Conjunto introdutor de Cateter MSB

Descrição

Conjunto introdutor de cateter MSB é um dispositivo indispensável em qualquer procedimento. Sua tecnologia em válvula hemostática permite a introdução em pequenos e grandes vasos.

Especificações

- Hub ergonomicamente projetado;
- Fácil identificação de cores no hub e na torneira de 3-vias;
- Revestimento hidrofóbico, resistente a torção e flexível para a inserção suave;
- Ponta atraumática oferece uma transição suave entre o dilatador e bainha durante a inserção;
- Trava no conector do dilatador com indicador de tamanho em French;
- Dilatador com efeito de memória curva para fácil posicionamento da bainha;
- Permite fio-guia até 0,035".



Referências

Código

57109
57109
57304

Especificações

Conj Intr Cateter MSB 12FR x 10cm D15cm FG 0.035" x 50 cm
Conj Intr Cateter MSB 10FR x 10cm D15cm FG 0.035" x 50 cm
Conj Intr Cateter MSB Magnum 18FR x 30cm D35cm



+55 71 3024 4015
www.msbbrazil.com

Rua Araçonga, 364, Qd 01, Lt 19, Pitangueiras
Lauro de Freitas - Bahia - Brasil - 42701 330

✉ msb@msbbrasil.com
🌐 msb-medical-system-do-brasil



AVISO: produto mencionado neste material destina-se à utilização por um médico. Antes da utilização, é importante ler a bula completamente para as instruções de uso, advertências e possíveis complicações associadas ao uso deste dispositivo.

Informações aqui contidas somente para EXIBIÇÃO no Brasil. Sempre consulte o status regulatório do dispositivo em sua região. Não deve ser reproduzido, distribuído ou extraído. As ilustrações são apenas representações artísticas e não devem ser consideradas como desenhos ou fotografias engenharia.

Conjunto introdutor de cateter MSB - Registro Anvisa: 80454410009 - 07/2025 - MSB - Versão 1.1