




M-Snare

Cateter laço



Alças super elástica pré-formadas e construídas em nitinol e platina.

Marcação radiopaca na ponta distal.

Descrição

O cateter M-Snare MSB é projetado para remoção de corpos estranhos dentro da vasculatura arterial periférica, fornecendo precisão e segurança durante o procedimento.

O laço é fabricado em tungstênio banhado a ouro. Enquanto a marca radiopaca do cateter é de platina e irídio, proporcionando uma visualização clara.

Especificações de medidas

Modelo	Medidas	Laço
67009	6FRx100CM	15MMx120CM



+55 71 3024 4015
www.msbbrazil.com

Rua Araçonga, 364, Qd 01, Lt 19, Pitangueiras
Lauro de Freitas - Bahia - Brasil - 42701 330

 msb@msbbrazil.com

 msb-medical-system-do-brasil



AVISO: produto mencionado neste material destina-se à utilização por um médico. Antes da utilização, é importante ler a bula completamente para as instruções de uso, advertências e possíveis complicações associadas ao uso deste dispositivo.

Informações aqui contidas somente para EXIBIÇÃO no Brasil. Sempre consulte o status regulatório do dispositivo em sua região. Não deve ser reproduzido, distribuído ou extraído. As ilustrações são apenas representações artísticas e não devem ser consideradas como desenhos ou fotografias engenharia.

M-Snare - Registro Anvisa: 80454410015 - 07/2025 - MSB - Versão 1.1