



Fio-Guia Hydro MSB

Descrição

O Fio Guia MSB HYDRO é construído com um único núcleo que facilita o acesso a grandes lesões estenóticas. Seu revestimento hidrófilo extra lubrificado oferece maior agilidade e suavidade durante os procedimentos.

Núcleo único
de Nitinol

Referências

Código	Diâmetro	Comprimento	Ponta	Rigidez	Revestimento
UFGH-032150RHS	0.032"	150 cm	Reta	Standard	Hidrófilo
UFGH-035150RHS	0.035"	150 cm	Reta	Standard	Hidrófilo
UFGH-035150RHR	0.035"	150 cm	Reta	Rigido	Hidrófilo



www.msbbrazil.com

Rua Araponga, 364, Qd 01, Lt 19, Pitangueiras
Lauro de Freitas - Bahia - Brasil - 42701 330

 msb@msbbrazil.com

 msb-medical-system-do-brasil



AVISO: produto mencionado neste material destina-se à utilização por um médico. Antes da utilização, é importante ler a bula completamente para as instruções de uso, advertências e possíveis complicações associadas ao uso deste dispositivo.

Informações aqui contidas somente para EXIBIÇÃO no Brasil. Sempre consulte o status regulatório do dispositivo em sua região. Não deve ser reproduzido, distribuído ou extraído. As ilustrações são apenas representações artísticas e não devem ser consideradas como desenhos ou fotografias engenharia.

Fio-Guia Hidrófila MSB - Registro ANVISA: 80454410001