



Fio-guia tipo **Lunderquist**

Descrição

O Fio-guia tipo Lunderquist MSB é construído com um único núcleo rígido que facilita o acesso de dispositivos endovasculares e garante, ao longo do centro axial, uma excelente transmissão de torque por ser Extra Stiff.



Desenvolvido para auxiliar na navegação e posicionamento de dispositivos médicos durante procedimentos de angioplastia percutânea em artérias periféricas. Ele oferece suporte à introdução de cateteres angiográficos, guias, balões de pré ou pós-dilatação, além de stents periféricos, contribuindo para maior precisão e segurança no procedimento.

Especificações

- Diâmetro: 0,035"
- Comprimento: 260cm
- Ponta Distal: J
- Rigidez: Extra Stiff
- Revestimento: Teflonado

Códigos e referências

Código	Medidas
51203	0.035" x 260 cm, JTFE



+55 71 3024 4015
www.msbbrazil.com

Rua Araçonga, 364, Qd 01, Lt 19, Pitangueiras
Lauro de Freitas - Bahia - Brasil - 42701 330

 msb@msbbrazil.com
 msb-medical-system-do-brasil



AVISO: produto mencionado neste material destina-se à utilização por um médico. Antes da utilização, é importante ler a bula completamente para as instruções de uso, advertências e possíveis complicações associadas ao uso deste dispositivo.

Informações aqui contidas somente para EXIBIÇÃO no Brasil. Sempre consulte o status regulatório do dispositivo em sua região. Não deve ser reproduzido, distribuído ou extraído. As ilustrações são apenas representações artísticas e não devem ser consideradas como desenhos ou fotografias engenharia.

Fio-guia tipo Lunderquist MSB - Registro Anvisa: 80454410006 - 07/2025 - MSB - Versão 1.1