




Kit Insuflador MSB



Descrição

Kit insuflador MSB é uma solução para insuflar e desinflar cateteres balão permitindo maior controle de pressão de maneira segura e eficaz para procedimentos intervencionistas.

Código	Volume (ml)	Pressão (ATM)	Conector Y	Torneira de 3 Vias	Torque	Introdutor de Inserção
VKIN - 203001	20 ml	30	Com linha de extensão (01)	Incluso	Incluso	Incluso



+55 71 3024 4015
www.msbbrazil.com

Rua Araçonga, 364, Qd 01, Lt 19, Pitangueiras
Lauro de Freitas - Bahia - Brasil - 42701 330

 msb@msbbrazil.com
 msb-medical-system-do-brasil



AVISO: produto mencionado neste material destina-se à utilização por um médico. Antes da utilização, é importante ler a bula completamente para as instruções de uso, advertências e possíveis complicações associadas ao uso deste dispositivo.

Informações aqui contidas somente para EXIBIÇÃO no Brasil. Sempre consulte o status regulatório do dispositivo em sua região. Não deve ser reproduzido, distribuído ou extraído. As ilustrações são apenas representações artísticas e não devem ser consideradas como desenhos ou fotografias engenharia.

Kit Insuflador MSB - Registro Anvisa: 80454410019 - 07/2025 - MSB - Versão 1.1