




MSB Flex I

Cânula de Fibra Laser

- Conector de ampla compatibilidade

Descrição

Uma opção confiável e segura para a fragmentação de cálculos ureterais e renais. Através da fabricação com tecnologia de ponta, materiais de alta qualidade e rigorosas validações, o resultado é a garantia de um procedimento cirúrgico ágil e bem-sucedido.






MSB Flex I Cânula de Fibra Laser

Características

- Navegação segura: projetada para proporcionar a navegação segura no canal de trabalho durante a cirurgia;
- Excelente proteção: possui proteção adicional que mitiga eventuais fugas de energia que podem danificar tanto a fibra quanto o laser;
- Ampla compatibilidade: possui conector SMA-905, garantindo compatibilidade com a maioria dos equipamentos de laser disponíveis no mercado.

Referências

Código	Diâmetro	Comprimento	Ponta
62038	272 µm	3m	Flat
62040	365 µm	3m	Flat



www.msbbrasil.com

Rua Araponga, 364, Qd 01, Lt 19, Pitangueiras
Lauro de Freitas - Bahia - Brasil - 42701 330

 msb@msbbrasil.com

 msb-medical-system-do-brasil



AVISO: produto mencionado neste material destina-se à utilização por um médico. Antes da utilização, é importante ler a bula completamente para as instruções de uso, advertências e possíveis complicações associadas ao uso deste dispositivo.

Informações aqui contidas somente para EXIBIÇÃO no Brasil. Sempre consulte o status regulatório do dispositivo em sua região. Não deve ser reproduzido, distribuído ou extraído. As ilustrações são apenas representações artísticas e não devem ser consideradas como desenhos ou fotografias engenharia.

MSB Flex I - Cânula de Fibra Laser - Registro ANVISA: 80454410012