



Cateter angiográfico

Pigtail Centimetrado

Descrição

O Cateter Angiográfico Centimetrado MSB é um instrumento avançado, projetado para administrar meios de contraste de forma precisa e eficaz em locais selecionados do sistema vascular periférico.

Especificações

- Precisão anatômica: os 20 marcadores radiopacos de platina, espaçados a cada 1 cm, permitem medições anatômicas precisas, contribuindo para diagnósticos detalhados;
- Administração controlada: os 10 orifícios laterais asseguram uma entrega precisa e controlada do meio de contraste nos locais desejados do sistema vascular periférico;
- Visibilidade aprimorada;
- Versatilidade de uso.

Códigos e referências

Código

66040

Medidas

5FRX100CM 10F 20 B.RAD ANG CAT RETO



+55 71 3024 4015
www.msbbrasil.com

Rua Araçonga, 364, Qd 01, Lt 19, Pitangueiras
Lauro de Freitas - Bahia - Brasil - 42701 330

 msb@msbbrasil.com
 msb-medical-system-do-brasil



AVISO: produto mencionado neste material destina-se à utilização por um médico. Antes da utilização, é importante ler a bula completamente para as instruções de uso, advertências e possíveis complicações associadas ao uso deste dispositivo.

Informações aqui contidas somente para EXIBIÇÃO no Brasil. Sempre consulte o status regulatório do dispositivo em sua região. Não deve ser reproduzido, distribuído ou extraído. As ilustrações são apenas representações artísticas e não devem ser consideradas como desenhos ou fotografias engenharia.

Pigtail Centimetrado - MSB - Registro Anvisa: 80454410014 - 07/2025 - MSB - Versão 1.1