



Sonda extratora Âmbar



Descrição

A Sonda Extratora de Cálculo MSB Âmbar, foi desenvolvido para procedimentos endoscópicos de remoção de cálculos no trato urinário. Fabricada com materiais de alta qualidade como Nitinol, aço inoxidável e polímero ABS, sua estrutura oferece segurança, flexibilidade.

Seu design exclusivo proporciona maior precisão na captura dos fragmentos, mesmo em áreas de difícil acesso, garantindo eficácia em procedimentos minimamente invasivos.

Utilização nos rins.



Sonda extratora Âmbar

Características

- Ângulo de deflexão - possibilita a captura dos cálculos nas regiões de difícil acesso;
- Ponta atraumática - minimiza a possibilidade de traumas e sangramentos;
- Cesto em nitinol - a natureza do nitinol permite que a cesta volte a forma original mesmo após diversos acionamentos.

Referências

Código	Diâmetro	Comprimento	Quantidade de fios
UAMB - 14120	1.4FR	120cm	4

- Design anatômico



www.msbbrasil.com

Rua Araçonga, 364, Qd 01, Lt 19, Pitangueiras
Lauro de Freitas - Bahia - Brasil - 42701 330

 msb@msbbrasil.com

 msb-medical-system-do-brasil



AVISO: produto mencionado neste material destina-se à utilização por um médico. Antes da utilização, é importante ler a bula completamente para as instruções de uso, advertências e possíveis complicações associadas ao uso deste dispositivo.

Informações aqui contidas somente para EXIBIÇÃO no Brasil. Sempre consulte o status regulatório do dispositivo em sua região. Não deve ser reproduzido, distribuído ou extraído. As ilustrações são apenas representações artísticas e não devem ser consideradas como desenhos ou fotografias engenharia.

Sonda Extratora Âmbar - Registro ANVISA: 80454410022