



Sonda extratora

T-Force


- Ponta atraumática

- Cesta em nitinol

- Excelente força radial

Descrição

A sonda extratora de cálculo MSB T-Force (Tetra Force) é construída em nitinol, possui excelente força radial e ponta atraumática. Sua manopla foi desenvolvida em design exclusivo que garante um melhor manuseio durante o procedimento. Utilização em bexiga e ureter.





Sonda extratora T-Force

Características

- Ponta atraumática - Minimiza a possibilidade de traumas e sangramentos;
- Cesta em nitinol - A natureza do nitinol permite que a cesta volte a forma original mesmo após diversos acionamentos

Referências

Código	Diâmetro	Comprimento	Quantidade de fios
53030	1.9FR	120cm	4



- Design anatômico

Manopla MSB®

O design da manopla MSB foi pensado visando uma melhor ergonomia para o profissional de saúde, tornando o procedimento mais preciso e seguro. Tudo isso com a pesquisa e tecnologia patenteada pela MSB.



www.msbbrasil.com

Rua Araponga, 364, Qd 01, Lt 19, Pitangueiras
Lauro de Freitas - Bahia - Brasil - 42701 330

msb@msbbrasil.com

msb-medical-system-do-brasil



AVISO: produto mencionado neste material destina-se à utilização por um médico. Antes da utilização, é importante ler a bula completamente para as instruções de uso, advertências e possíveis complicações associadas ao uso deste dispositivo.

Informações aqui contidas somente para EXIBIÇÃO no Brasil. Sempre consulte o status regulatório do dispositivo em sua região. Não deve ser reproduzido, distribuído ou extraído. As ilustrações são apenas representações artísticas e não devem ser consideradas como desenhos ou fotografias engenharia.

Sonda Extratora T-Force- Registro ANVISA: 80454419004