




Fio-guia T

Teflonado

Descrição

O fio-guia T MSB é ferramenta essencial em procedimentos periféricos, permitindo a travessia de lesões, a navegação de cateter e outros dispositivos intervencionistas com direção precisa.



Especificações

- Diâmetro: 0.035"
- Comprimento: 150 cm, 180 cm e 260 cm
- Tipos de ponta: Angulada e J
- Rigidez: Standard, Stiff e Super Stiff
- Revestimento: Teflonado ou Hidrofílico

Referências

Código

51200
51202
51205
51381
51382
51394
51395
51396
51397

Revestimento

TEFLONADO
TEFLONADO SUPER STIFF
TEFLONADO
ANGULADO HIDROFÍLICO RÍGIDO
ANGULADO HIDROFÍLICO RÍGIDO
ANGULADO HIDROFÍLICO STANDARD
ANGULADO HIDROFÍLICO STANDARD
ANGULADO HIDROFÍLICO STANDARD
ANGULADO HIDROFÍLICO STIFF

Medidas

0.035" X 150CM J3MM
0.035" X 260CM J3MM
0.032" X 260CM J3MM
0.035" X 150CM
0.035" X 260CM
0.035" X 150CM
0.035" X 180CM
0.035" X 260CM
0.035" X 180CM



+55 71 3024 4015
www.msbbrazil.com

Rua Araçuaia, 364, Qd 01, Lt 19, Pitangueiras
Lauro de Freitas - Bahia - Brasil - 42701 330

msb@msbbrazil.com

[msb-medical-system-do-brasil](http://msb-medical-system-do-brasil.com)



AVISO: produto mencionado neste material destina-se à utilização por um médico. Antes da utilização, é importante ler a bula completamente para as instruções de uso, advertências e possíveis complicações associadas ao uso deste dispositivo.

Informações aqui contidas somente para EXIBIÇÃO no Brasil. Sempre consulte o status regulatório do dispositivo em sua região. Não deve ser reproduzido, distribuído ou extraído. As ilustrações são apenas representações artísticas e não devem ser consideradas como desenhos ou fotografias engenharia.

Fio-guia T MSB - Registro Anvisa: 80454410006 - 07/2025 - MSB - Versão 1.1