



UP!

Cateter balão de angioplastia periférica


Descrição

O Cateter Balão UP! é um dispositivo avançado, desenvolvido para proporcionar dilatação eficaz em procedimentos de Angioplastia Transluminal Percutânea (PTA), com excelente desempenho em estenoses arteriais.

Disponíveis em 0,018" e 0,035", o Cateter Balão UP! garante ótimo cruzamento, navegação e dilatação, tanto em vasos retos quanto tortuosos. Ideal para pré e pós-dilatação de artérias periféricas.

Especificações

- Design desenvolvido para melhor cruzamento e navegabilidade
- Ponta cônica otimizada (0,040" na versão 0,035")
- Compatível com fio-guia 0,018" ou 0,035"
- Revestimento hidrofílico distal, que facilita entrada e saída do vaso





UP!

Cateter balão de angioplastia periférica



Manifold em Y

O lúmen lateral do manifold em Y é usado para inflar e desinflar o balão distal

Marcadores Radiopacos

Revestimento hidrofílico seletivo

Fornece entrega e retirada tranquilas e rastreadabilidade aprimorada



Código	Diâmetro (mm)	Comprimento balão (mm)	Comprimento cateter (cm)
Fio-guia 0.018"			
73346	1,5	150	150
73339	2	120	150
73347	2	150	150
73363	2	200	150
73348	2,5	150	150
73341	3	120	150
73349	3	150	150
73365	3	200	150
73350	3,5	150	150
73343	4	120	150
73351	4	150	150
73367	4	200	150
73344	5	120	150
73352	5	150	150
73368	5	200	150

Código	Diâmetro (mm)	Comprimento balão (mm)	Comprimento cateter (cm)
Fio-guia 0.035"			
73160	5	40	135
73169	5	60	135
73192	5	120	135
73192	5	150	135
73207	5	200	135
73161	6	40	135
73170	6	60	135
73193	6	120	135
73198	6	150	135
73208	6	200	135
73162	7	40	135
73171	7	60	135
73194	7	120	135
73199	7	150	135
73209	7	200	135
73163	8	40	135
73172	8	60	135
73164	9	40	135
73173	9	60	135
73174	10	60	135
73166	12	40	135
73175	12	60	135



+55 71 3024 4015
www.msbbrazil.com

Rua Araçuaia, 364, Qd 01, Lt 19, Pitangueiras
Lauro de Freitas - Bahia - Brasil - 42701 330

✉ msb@msbbrazil.com

🌐 [msb-medical-system-do-brasil](http://msb-medical-system-do-brasil.com)



AVISO: produto mencionado neste material destina-se à utilização por um médico. Antes da utilização, é importante ler a bula completamente para as instruções de uso, advertências e possíveis complicações associadas ao uso deste dispositivo.

Informações aqui contidas somente para EXIBIÇÃO no Brasil. Sempre consulte o status regulatório do dispositivo em sua região. Não deve ser reproduzido, distribuído ou extraído. As ilustrações são apenas representações artísticas e não devem ser consideradas como desenhos ou fotografias engenharia.

UP! Cateter balão de angioplastia periférica - Registro Anvisa: 80454419008 - 07/2025 - MSB - Versão 1.1