


Speed Cross

Bainha introdutora

Descrição

A Bainha Introdutora Speed Cross MSB é uma bainha introdutora que permite a introdução percutânea de fios-guia, cateteres e microcateteres, oferecendo acesso seguro ao sistema vascular.

- Indicada para artérias periféricas, minimiza a perda de sangue durante procedimentos diagnósticos e intervencionistas.
- Conta com o eixo trançado Flexsteer™, que garante controle e estabilidade, e com a válvula hemostática Advanced SureSeal™, que assegura vedação eficaz.





Speed Cross

Bainha introdutora

Especificações

- Dilatador cônico;
- Ponta distal atraumática;
- Suporte guias metálicos de até 0,035"/0,89 mm de diâmetro, garantindo compatibilidade com uma variedade de procedimentos.

Código	Especificações
58041	SPEED CROSS INTRODUCER SHEATH 6FRX40CM CURVA BALKIN DILATADOR 45CM
58204	SPEED CROSS INTRODUCER SHEATH 7FRX45CM CURVA BALKIN DILATADOR 50CM
58034	SPEED CROSS INTRODUCER SHEATH 6FRX70CM RETO DILATADOR 75CM
58036	SPEED CROSS INTRODUCER SHEATH 6FRX90CM RETO DILATADOR 95CM
58148	SPEED CROSS INTRODUCER SHEATH 8FRX79CM RETO DILATADOR 84CM
58153	SPEED CROSS INTRODUCER SHEATH 8FRX61CM C55° DILATADOR 66CM
58155	SPEED CROSS INTRODUCER SHEATH 10FRX61CM C55° DILATADOR 66CM
58161	SPEED CROSS INTRODUCER SHEATH 10FRX61CM C70° DILATADOR 66CM



+55 71 3024 4015
www.msbbrazil.com

Rua Araçonga, 364, Qd 01, Lt 19, Pitangueiras
Lauro de Freitas - Bahia - Brasil - 42701 330

 msb@msbbrazil.com
 msb-medical-system-do-brasil



AVISO: produto mencionado neste material destina-se à utilização por um médico. Antes da utilização, é importante ler a bula completamente para as instruções de uso, advertências e possíveis complicações associadas ao uso deste dispositivo.

Informações aqui contidas somente para EXIBIÇÃO no Brasil. Sempre consulte o status regulatório do dispositivo em sua região. Não deve ser reproduzido, distribuído ou extraído. As ilustrações são apenas representações artísticas e não devem ser consideradas como desenhos ou fotografias engenharia.

Speed Cross MSB - Registro Anvisa: 80454419001 - 07/2025 - MSB - Versão 1.1