




MSB Flex I

Cánula de Fibra Láser

- Conector de amplia compatibilidad

Descripción

Una opción confiable y segura para la fragmentación de cálculos ureterales y renales. A través de la fabricación con tecnología de punta, materiales de alta calidad y rigurosas validaciones, el resultado es la garantía de un procedimiento quirúrgico ágil y exitoso.






MSB Flex I Cânula de Fibra Laser

Especificaciones

- Navegación segura: diseñada para proporcionar una navegación segura en el canal de trabajo durante la cirugía;
- Excelente protección: posee protección adicional que mitiga eventuales fugas de energía que pueden dañar tanto la fibra como el láser;
- Amplia compatibilidad: posee conector SMA-905, garantizando compatibilidad con la mayoría de los equipos de láser disponibles en el mercado.

Referencias

Código	Diámetro	Longitud	Punta
62038	272 µm	3m	Flat
62040	365 µm	3m	Flat



www.msbbrasil.com

Rua Araponga, 364, Qd 01, Lt 19, Pitangueiras
Lauro de Freitas - Bahia - Brasil - 42701 330

✉ msb@msbbrasil.com

🌐 msb-medical-system-do-brasil



ADVERTENCIA: El producto mencionado en este material está destinado a ser utilizado por un médico. Antes de usarlo, es importante leer detenidamente el prospecto para conocer las instrucciones de uso, las advertencias y las posibles complicaciones asociadas con el uso de este dispositivo.

Comprueba siempre el estado normativo del dispositivo en tu región. No debe ser reproducido, distribuido o extraído. Las ilustraciones son solo representaciones artísticas y no deben considerarse dibujos o fotografías de ingeniería.

MSB Flex I - Cânula de Fibra Laser - ANVISA Registro: 80454410012 - 12/2025 - MSB - Versión 1.0