



Guía Metálica Hydro MSB

Descripción

La Guía Metálica MSB HYDRO está construida con un núcleo único que facilita el acceso a grandes lesiones estenóticas. Su revestimiento hidrofílico extra lubricado ofrece mayor agilidad y suavidad durante los procedimientos.

Núcleo único
de Nitinol

Referencias

Código	Diámetro	Longitud	Punta	Rigidez	Revestimiento
UFGH-032150RHS	0.032"	150 cm	Recta	Standard	Hidrofílico
UFGH-035150RHS	0.035"	150 cm	Recta	Standard	Hidrofílico
UFGH-035150RHR	0.035"	150 cm	Recta	Rígido	Hidrofílico



www.msbbrazil.com

Rua Araponga, 364, Qd 01, Lt 19, Pitangueiras
Lauro de Freitas - Bahia - Brasil - 42701 330

 msb@msbbrazil.com

 msb-medical-system-do-brasil



ADVERTENCIA: El producto mencionado en este material está destinado a ser utilizado por un médico. Antes de usarlo, es importante leer detenidamente el prospecto para conocer las instrucciones de uso, las advertencias y las posibles complicaciones asociadas con el uso de este dispositivo.

Compruebe siempre el estado normativo del dispositivo en tu región. No debe ser reproducido, distribuido o extraído. Las ilustraciones son solo representaciones artísticas y no deben considerarse dibujos o fotografías de ingeniería.

Fio-Guía Hidrófila MSB - ANVISA Registro: 80454410001 - 12/2025 - MSB - Versión 1.0