




Guía Metálica T

Teflonada

Descripción

La guía metálica T MSB es una herramienta esencial en procedimientos periféricos, permitiendo el cruce de lesiones, la navegación de catéter y otros dispositivos intervencionistas con dirección precisa.



Especificaciones

- Diámetro: 0.035"
- Longitud: 150 cm, 180 cm y 260 cm
- Tipos de punta: Angulada y J
- Rigidez: Standard, Stiff y Super Stiff
- Revestimiento: Teflonado o Hidrofílico

Referencias

Código	Revestimiento	Medidas
51200	TEFLONADO	0.035" X 150CM J3MM
51202	TEFLONADO SUPER STIFF	0.035" X 260CM J3MM
51205	TEFLONADO	0.032" X 260CM J3MM
51381	ANGULADO HIDROFÍLICO RÍGIDO	0.035" X 150CM
51382	ANGULADO HIDROFÍLICO RÍGIDO	0.035" X 260CM
51394	ANGULADO HIDROFÍLICO STANDARD	0.035" X 150CM
51395	ANGULADO HIDROFÍLICO STANDARD	0.035" X 180CM
51396	ANGULADO HIDROFÍLICO STANDARD	0.035" X 260CM
51397	ANGULADO HIDROFÍLICO STIFF	0.035" X 180CM



+55 71 3024 4015
www.msbbrazil.com

Rua Araçá, 364, Qd 01, Lt 19, Pitangueiras
Lauro de Freitas - Bahia - Brasil - 42701 330

msb@msbbrazil.com
 msb-medical-system-do-brasil



ADVERTENCIA: El producto mencionado en este material está destinado a ser utilizado por un médico. Antes de usarlo, es importante leer detenidamente el prospecto para conocer las instrucciones de uso, las advertencias y las posibles complicaciones asociadas con el uso de este dispositivo.

Compruebe siempre el estado normativo del dispositivo en su región. No debe ser reproducido, distribuido o extraído. Las ilustraciones son solo representaciones artísticas y no deben considerarse dibujos o fotografías de ingeniería.