



Kit CATÉTER ARTERIAL

Precisión en cada latido. Confianza en cada medición.

Descripción

El Kit Catéter Arterial MSB fue desarrollado para garantizar una lectura invasiva continua y precisa de la presión arterial y/o recolección de muestras para gasometría sanguínea, con total seguridad y confiabilidad.

Ideal para procedimientos que exigen monitoreo hemodinámico continuo, el catéter es insertado en arteria periférica por punción percutánea y conectado a un transductor de presión, acoplado a un equipo con solución salina.

Las oscilaciones de presión arterial captadas en la extremidad del catéter son convertidas por el transductor en señales eléctricas, las cuales son amplificadas y exhibidas en monitores multiparamétricos como curvas y valores numéricos de presión arterial.

Especificaciones

- Guía metálica: acero inoxidable AISI 304;
- Aguja introductora: acero inoxidable AISI 304;
- Catéter: poliuretano, material flexible y biocompatible que proporciona seguridad y desempeño durante el procedimiento





Referencias

Modelo	Dispositivo	Medidas
69005	KIT CATÉTER ARTERIAL	20Gx4,5CM FG 0,021x45CM AG 21GX4CM



+55 71 3024 4015
www.msbbrazil.com

Rua Araçonga, 364, Qd 01, Lt 19, Pitangueiras
Lauro de Freitas - Bahia - Brasil - 42701 330

 msb@msbbrazil.com
 [msb-medical-system-do-brasil](http://msb-medical-system-do-brasil.com)



ADVERTENCIA: El producto mencionado en este material está destinado a ser utilizado por un médico. Antes de usarlo, es importante leer detenidamente el prospecto para conocer las instrucciones de uso, las advertencias y las posibles complicaciones asociadas con el uso de este dispositivo.

Compruebe siempre el estado normativo del dispositivo en tu región. No debe ser reproducido, distribuido o extraído. Las ilustraciones son solo representaciones artísticas y no deben considerarse dibujos o fotografías de ingeniería.

KIT CATETER ARTERIAL - MSB - ANVISA Registro: 80454419005 - 12/2025 - MSB - Versión 1.0