



Guía Metálica tipo Lunderquist

Descripción

La Guía Metálica tipo Lunderquist MSB está construida con un núcleo único rígido que facilita el acceso de dispositivos endovasculares y garantiza, a lo largo del centro axial, una excelente transmisión de torque por ser Extra Stiff.



Desarrollado para auxiliar en la navegación y posicionamiento de dispositivos médicos durante procedimientos de angioplastia percutánea en arterias periféricas. Ofrece soporte a la introducción de catéteres angiográficos, guías, balones de pre o pos-dilatación, además de stents periféricos, contribuyendo para mayor precisión y seguridad en el procedimiento.

Especificaciones

- Diámetro: 0,035"
- Longitud: 260cm
- Punta Distal: J
- Rigidez: Extra Stiff
- Revestimiento: Teflonado

Referencias

Código	Medidas
51203	0.035" x 260 cm, JTFE



+55 71 3024 4015
www.msbbrazil.com

Rua Araçonga, 364, Qd 01, Lt 19, Pitangueiras
Lauro de Freitas - Bahia - Brasil - 42701 330

✉ msb@msbbrazil.com
🌐 msb-medical-system-do-brasil



ADVERTENCIA: El producto mencionado en este material está destinado a ser utilizado por un médico. Antes de usarlo, es importante leer detenidamente el prospecto para conocer las instrucciones de uso, las advertencias y las posibles complicaciones asociadas con el uso de este dispositivo.

Compruebe siempre el estado normativo del dispositivo en su región. No debe ser reproducido, distribuido o extraído. Las ilustraciones son solo representaciones artísticas y no deben considerarse dibujos o fotografías de ingeniería.

Fio-guía tipo Lunderquist MSB - ANVISA Registro: 80454410006 - 12/2025 - MSB - Versión 1.0