



# M-Snare

## Catéter lazo



Lazos superelásticos preformados y  
construidos en nitinol y platino.

Marcación radiopaca en la punta  
distal.

## Descripción

El catéter M-Snare MSB está diseñado para remoción de cuerpos extraños dentro de la vasculatura arterial periférica, proporcionando precisión y seguridad durante el procedimiento.

El lazo está fabricado en tungsteno bañado en oro. Mientras que la marca radiopaca del catéter es de platino e iridio, proporcionando una visualización clara.

## Referencias

Modelo	Medidas	Lazo
67009	6FRx100CM	15MMx120CM



+55 71 3024 4015  
[www.msbbrazil.com](http://www.msbbrazil.com)

Rua Araponga, 364, Qd 01, Lt 19, Pitangueiras  
Lauro de Freitas - Bahia - Brasil - 42701 330

✉ [msb@msbbrazil.com](mailto:msb@msbbrazil.com)  
🌐 [msb-medical-system-do-brasil](http://msb-medical-system-do-brasil)



**ADVERTENCIA:** El producto mencionado en este material está destinado a ser utilizado por un médico. Antes de usarlo, es importante leer detenidamente el prospecto para conocer las instrucciones de uso, las advertencias y las posibles complicaciones asociadas con el uso de este dispositivo.

Comprueba siempre el estado normativo del dispositivo en tu región. No debe ser reproducido, distribuido o extraído. Las ilustraciones son solo representaciones artísticas y no deben considerarse dibujos o fotografías de ingeniería.

M-Snare - ANVISA Registro: 80454410015 - 12/2025 - MSB - Versión 1.0