



# UP!

## Catéter balón de angioplastia periférica


### Descripción

El Catéter Balón UP! es un dispositivo avanzado, desarrollado para proporcionar dilatación eficaz en procedimientos de Angioplastia Transluminal Percutánea (PTA), con excelente desempeño en estenosis arteriales.

Disponibles en 0,018" y 0,035", el Catéter Balón UP! garantiza óptimo cruce, navegación y dilatación, tanto en vasos rectos como tortuosos. Ideal para pre y pos-dilatación de arterias periféricas.

### Especificaciones

- Diseño desarrollado para mejor cruce y navegabilidad
- Punta cónica optimizada (0,040" en la versión 0,035")
- Compatible con guía metálica 0,018" o 0,035"
- Revestimiento hidrofílico distal, que facilita entrada y salida del vaso





# UP!

## Catéter balón de angioplastia periférica



### Manifold en Y

El lumen lateral del manifold en Y es usado para inflar y desinflar el balón distal

### Marcadores Radiopacos

### Revestimiento hidrofílico selectivo

Proporciona entrega y  
retirada suaves y  
rastreadibilidad mejorada



Código	Diámetro (mm)	Longitud balón (mm)	Longitud catéter (cm)
Guía metálica 0.018"			
73346	1,5	150	150
73339	2	120	150
73347	2	150	150
73363	2	200	150
73348	2,5	150	150
73341	3	120	150
73349	3	150	150
73365	3	200	150
73350	3,5	150	150
73343	4	120	150
73351	4	150	150
73367	4	200	150
73344	5	120	150
73352	5	150	150
73368	5	200	150

Código	Diámetro (mm)	Longitud balón (mm)	Longitud catéter (cm)
Guía metálica 0.035"			
73160	5	40	135
73169	5	60	135
73192	5	120	135
73192	5	150	135
73207	5	200	135
73161	6	40	135
73170	6	60	135
73193	6	120	135
73198	6	150	135
73208	6	200	135
73162	7	40	135
73171	7	60	135
73194	7	120	135
73199	7	150	135
73209	7	200	135
73163	8	40	135
73172	8	60	135
73164	9	40	135
73173	9	60	135
73174	10	60	135
73166	12	40	135
73175	12	60	135



+55 71 3024 4015  
[www.msbbrazil.com](http://www.msbbrazil.com)

Rua Araçá, 364, Qd 01, Lt 19, Pitangueiras  
Lauro de Freitas - Bahia - Brasil - 42701 330

[msb@msbbrazil.com](mailto:msb@msbbrazil.com)

[msb-medical-system-do-brasil](http://msb-medical-system-do-brasil)



**ADVERTENCIA:** El producto mencionado en este material está destinado a ser utilizado por un médico. Antes de usarlo, es importante leer detenidamente el prospecto para conocer las instrucciones de uso, las advertencias y las posibles complicaciones asociadas con el uso de este dispositivo.

Compruebe siempre el estado normativo del dispositivo en tu región. No debe ser reproducido, distribuido o extraído. Las ilustraciones son solo representaciones artísticas y no deben considerarse dibujos o fotografías de ingeniería.

UP! Cateter balão de angioplastia periférica - ANVISA Registro: 80454419008 - 12/2025 - MSB - Versión 1.0