



Vaina introductora Ureteral MSB

Descripción

La vaina introductora ureteral MSB posee un cuerpo hidrofílico en toda su extensión, garantizando una excelente inserción y navegación.

El dilatador de formato cónico y polímero suave garantizan un avance delicado en el uréter, con bajo riesgo de lesiones.

- HUB con encastre fácil y preciso




- Transición suave entre el dilatador y la vaina




Vaina introductora Ureteral MSB

Especificaciones

- Revestimiento hidrofílico que permite el fácil acceso y excelente manipulación;
- El dilatador de formato cónico mejora sensiblemente el acceso al uréter disminuyendo el esfuerzo de penetración y el riesgo de lesión;
- Vaina con punta distal atraumática.



Superficie
hidrofílica



Punta
atraumática

Referencias

Código	Diámetro de la vaina	Longitud de la vaina
55004	10FR	45 cm
55005	10FR	35 cm
55011	10.7FR	35 cm
55012	10.7FR	45 cm



www.msbbrazil.com

Rua Araponga, 364, Qd 01, Lt 19, Pitangueiras
Lauro de Freitas - Bahia - Brasil - 42701 330

 msb@msbbrazil.com

 msb-medical-system-do-brasil



ADVERTENCIA: El producto mencionado en este material está destinado a ser utilizado por un médico. Antes de usarlo, es importante leer detenidamente el prospecto para conocer las instrucciones de uso, las advertencias y las posibles complicaciones asociadas con el uso de este dispositivo.

Comprueba siempre el estado normativo del dispositivo en tu región. No debe ser reproducido, distribuido o extraído. Las ilustraciones son solo representaciones artísticas y no deben considerarse dibujos o fotografías de ingeniería.

Bainha introdutora ureteral – ANVISA Registro : 80454419003 - 12/2025 - MSB - Versión 1.0