



Conjunto Introdutor Catéter MSB

Descripción

El Conjunto Introdutor de Catéter MSB es un dispositivo indispensable en cualquier procedimiento. Su tecnología en válvula hemostática permite la introducción en pequeños y grandes vasos.

Especificaciones

- Hub ergonómicamente diseñado;
- Fácil identificación de colores en el hub y en la llave de 3 vías;
- Revestimiento hidrofóbico, resistente a torsión y flexible para la inserción suave;
- Punta atraumática ofrece una transición suave entre el dilatador y la vaina durante la inserción;
- Traba en el conector del dilatador con indicador de tamaño en French;
- Dilatador con efecto de memoria curva para fácil posicionamiento de la vaina;
- Permite guía metálica hasta 0,035".



Referencias

Código

57109
57109
57304

Especificaciones

Conj Intr Cateter MSB 12FR x 10cm D15cm FG 0.035" x 50 cm
Conj Intr Cateter MSB 10FR x 10cm D15cm FG 0.035" x 50 cm
Conj Intr Cateter MSB Magnum 18FR x 30cm D35cm



+55 71 3024 4015
www.msbbrazil.com

Rua Araçonga, 364, Qd 01, Lt 19, Pitangueiras
Lauro de Freitas - Bahia - Brasil - 42701 330

✉ msb@msbbrazil.com
🌐 msb-medical-system-do-brasil



ADVERTENCIA: El producto mencionado en este material está destinado a ser utilizado por un médico. Antes de usarlo, es importante leer detenidamente el prospecto para conocer las instrucciones de uso, las advertencias y las posibles complicaciones asociadas con el uso de este dispositivo.

Compruebe siempre el estado normativo del dispositivo en su región. No debe ser reproducido, distribuido o extraído. Las ilustraciones son solo representaciones artísticas y no deben considerarse dibujos o fotografías de ingeniería.

Conjunto introdutor de cateter MSB - ANVISA Registro: 80454410009 - 12/2025 - MSB - Versión 1.0